

### **NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ**

- Yapılacak analiz türüne ve analiz sayısına göre numune miktarı değişmekle beraber, katı numuneler 1 kg'dan az 2 kg'dan fazla olmamalı, sıvı numuneler ise 1 litreden az 2 litreden fazla olmamalıdır.
- Numuneler zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında olmalı ya da ağzı sıkıca kapalı temiz plastik veya cam kaplarda olmalıdır.
- Numune, nem almasını önleyecek şekilde ambalajlanmalı ve numune yüksek sıcaklığa maruz kalmadan teslim edilmelidir.
- Işıktan ve sıcaklıktan etkilenebilecek numunelerin ambalajları koyu renkli olmalıdır.
- Soğukta muhafaza edilmesi gereken numuneler (et, süt ve süt ürünleri vb.) soğuk zincir süreci sağlanmış şekilde teslim edilmelidir.
- Numune kapları üzerinde; numune tanımı vb. bilgiler okunaklı bir şekilde yer almalıdır.